

PTA球囊

脉通智造™PTA球囊扩张导管包括:0.014-PTA球囊、0.018-PTA球囊、0.035-PTA球囊三款产品,分别适配0.014inch、0.018inch和0.035inch导丝。产品由球囊、Tip、内管、显影环、外管、扩散应力管、Y形连接件等部件组成。



核心优势

- 推送性出色
- 规格齐全
- 可定制

应用领域

- 可用于加工制成的医疗器械产品包括但不限于:扩张球囊、药物球囊、支架输送器以及其他衍生产品等
- 临床应用包括但不限于:外周血管系统(包括髂动脉、股动脉、腘动脉、膝下动脉、肾动脉等)的经皮腔内血管成形术

技术指标

	单位	参考值		
		0.014PTA	0.018PTA	0.035OPTA
导丝兼容性	inch	≤0.0140	≤0.0180	≤0.0350
导管兼容性	Fr	4, 5	4, 5, 6	5, 6, 7
导管有效长度	mm	40, 90, 150, 可定制		
折叠翼数		2, 3, 4, 5, 6, 可定制		
通过外径	mm	≤1.2	≤1.7	≤2.2
额定爆破压力(RBP)	atm	14, 16	12, 14, 16	14, 18, 20, 24
标称压力(NP)	mm	6	6	8, 10
球囊标称直径	mm	2.0~5.0	2.0~8.0	3.0~12.0
球囊标称长度	mm	10~330	10~330	10~330
涂层		亲水涂层, 可定制		

质量管理

脉通智造执行严格的ISO13485质量管理体系,打造规范的万级净化车间,确保产品符合医疗器械的生物学要求。同时,配以先进的制造设备和精密的测量仪器,以及严格的检验检测方法,确保产品品质满足高端医疗器械的使用要求。

订货信息

我们的专家可以在材料选择、管材规格和定制切割长度方面为您提供指导,以满足您对产品的特定需求。请扫描右侧二维码,添加客服小脉以订购样品。

