

# PTFE管

脉通智造™PTFE管是一种理想的导管内衬，PTFE就被用于医疗行业。如今，它通常用于分鞘导入器和扩张器，以及润滑导管内衬和热缩管。由于具有化学稳定性和低摩擦系数，PTFE是一种理想的导管内衬。



## 核心优势

- 低壁厚
- 优秀的电气绝缘性能
- 扭矩传动
- 耐高温
- USP 符合 VI 级标准
- 超光滑表面&透明度
- 柔韧性&抗扭结性
- 卓越的可推动性&可牵引性
- 管体强韧

## 应用领域

- 导线跟踪
- 球囊保护套
- 传感器护套
- 输液管
- 其他设备输送
- 流体输送

## 技术指标

技术指标	单位	参考值	
产品类型		涂层	挤压
内径	mm (inch)	0.3-2.3 (0.012-0.091)	0.5~7.32 (0.0197~0.288)
壁厚	mm (inch)	0.0076-0.0254 (0.0003-0.001)	0.019~0.20 (0.00075-0.079)
长度	mm (inch)	≤2500 (98.4)	
颜色		琥珀色	
生物相容性	mm	符合 ISO 10993 和 USP VI 级要求	
环境保护	atm	符合 RoHS 规范	

## 质量管理

脉通智造执行严格的ISO13485质量管理体系，打造规范的万级净化车间，确保产品符合医疗器械的生物学要求。同时，配以先进的制造设备和精密的测量仪器，以及严格的检验检测方法，确保产品品质满足高端医疗器械的使用要求。

## 订货信息

我们的专家可以在材料选择、管材规格和定制切割长度方面为您提供指导，以满足您对产品的特定需求。请扫描右侧二维码，添加客服小脉以订购样品。

