


海波管

脉通智造™专注于为导管、支架输送系统和其他用于诊断的微创伤设备制造商提供高精度海波管和装配件解决方案。高精度海波管在性能、涂层颜色、规格和内/外径选项等方面可实现灵活定制，满足各类高端医疗器械的应用需求。截至目前，不锈钢海波管实现临床应用超1000万根，PTFE涂层海波管临床应用超200万根。



核心优势

- 类型: 焊丝、螺旋和斜坡面切割;
- 外径: 0.3~1.2mm (0.0118-0.0472");
- 性能: 高耐久性, 强抗折性。

应用领域

- 球囊及自膨胀式支架输送系统—PTCA和PTA;
- 特制导管—CTO、粥样斑块切除术和血栓切除术;
- 栓塞保护及过滤器械;
- 血管内成像设备;
- 神经血管螺旋管输送
- 一杆直径<1F; 高级内窥镜转向装置。

技术参数

技术参数	单位	参考值
材料		医用不锈钢, 304、304L和镍钛
外径	mm (inch)	0.3~1.2 (0.0118-0.0472)
壁厚	mm (inch)	0.05~0.18 (0.002-0.007)
尺寸公差	mm (inch)	±0.006 (0.0002)
颜色		黑色、蓝色、绿色、黄色、紫色等
涂层双壁厚	um (inch)	10~20 (0.0004~0.0008)
生物相容性		符合 ISO 10993 和 USP VI 级要求
安全性测试 (Reach法规233种SVHC有害物质测试)		通过
环境保护		符合 RoHS 规范
安全性 (PFAS 61项)		不含 PFAS

质量管理

脉通智造执行严格的ISO13485质量管理体系, 打造规范的万级净化车间, 确保产品符合医疗器械的生物学要求。同时, 配以先进的制造设备和精密的测量仪器, 以及严格的检验检测方法, 确保产品品质满足高端医疗器械的使用要求。

订货信息

我们的专家可以在材料选择、管材规格和定制切割长度方面为您提供指导, 以满足您对产品的特定需求。请扫描右侧二维码, 添加客服小脉以订购样品。

