

椎体球囊

脉通智造™椎体扩张球囊导管主要由球囊、显影环、导管(由外管和内管组成)、支撑丝、Y型连接件和止回阀(如适用)组成。



核心优势

- 高耐压
- 优异的耐刺破性

应用领域

- 椎体扩张球囊导管适用于椎体成形术、后凸成形术的辅助器械,恢复椎体高度

技术指标

技术指标	单位	参考值
球囊标称直径	mm	6~17, 可定制
球囊标称长度	mm	8~22, 可定制
最大灌装压力	PSI	≥700
工作通道尺寸	mm	3.0, 3.5
爆破压力	atm	≥11

质量管理

脉通智造执行严格的ISO13485质量管理体系, 打造规范的万级净化车间, 确保产品符合医疗器械的生物学要求。同时, 配以先进的制造设备和精密的测量仪器, 以及严格的检验检测方法, 确保产品品质满足高端医疗器械的使用要求。

订货信息

我们的专家可以在材料选择、管材规格和定制切割长度方面为您提供指导, 以满足您对产品的特定需求。请扫描右侧二维码, 添加客服小脉以订购样品。

