



PTCA球囊

脉通智造™PTCA球囊导管是适配0.014in导丝的快速交换式球囊导管,包括:三款不同球囊材料设计(Pebax70D、Pebax72D、PA12),分别适用于预扩球囊、支架输送、后扩球囊等。创新性应用渐变径导管、多段复合材料等设计,使得球囊导管具备优异的柔韧性、良好的推送性,以及极小的进入外径和通过外径,可灵活的行走于迂曲的血管,轻松的通过高狭窄病变,适用于PTCA、颅内病变、CTO病变等。

核心优势

- 球囊规格齐全可定制
- 球囊材质齐全可定制
- 尺寸渐变的内管和外管设计
- 多段复合的内管和外管设计
- 优异的导管推送性、跟踪性

应用领域

- 可用于加工制成的医疗器械产品包括但不限于:预扩球囊、药物球囊、后扩球囊以及其他衍生产品等;
- 临床应用包括但不限于:冠脉、颅内和下肢血管复杂病变等;

技术指标

技术指标	单位	参考值
名义压力/NP	atm	4/6
额定爆破压力/RBP	atm	16
涂层		亲水涂层,可定制
球囊折叠翼数		2, 3
球囊标称直径	mm	0.75~4.0
球囊标称长度	mm	5~40
导丝兼容性	inch	0.014
导管兼容性	Fr	4, 5, 6

质量管理

脉通智造执行严格的ISO13485质量管理体系,打造规范的万级净化车间,确保产品符合医疗器械的生物学要求。同时,配以先进的制造设备和精密的测量仪器,以及严格的检验检测方法,确保产品品质满足高端医疗器械的使用要求。

订货信息

我们的专家可以在材料选择、管材规格和定制切割长度方面为您提供指导,以满足您对产品的特定需求。请扫描右侧二维码,添加客服小脉以订购样品。

